

PATIENT	Avant Après Traitement	U R I N E			S A N G		Forme Clinique Médecine Chinoise	Résultats
		Proteine	Hématies	Proteinurie g / 24h	Créatinine mg / l	Clairance de la créatinine ml / mn		
A	Av	***	***	2,92	15,00	71,52	Vide de Yang	Amélioration
	Ap	*	*	0,54	15,00	114,58		
B	Av	***	1 - 2	4,90	15,00	86,8	Vide de Yin	Sans Effet
	Ap	**	/	6,87	15,00	69,44		
C	Av	***	4 - 6	2,66	15,00	71,52	Vide de Yang	Sans Effet
	Ap	**	/	3,19	12,00	71,52		
D	Av	***	4 - 6	3,03	15,00	65,97	Vide de Yang	Sans Effet
	Ap	**	3 - 5	4,88	12,00	70,833		
E	Av	*	0 - 1	2,54	15,00	42,36	Vide de Yang	Sans Effet
	Ap	**	1 - 2	1,37	16,00	46,52		
F	Av	**	2 - 4	2,73	12,00	100	Vide de Yang	Amélioration
	Ap	*	2 - 4	0,97	12,00	63,19		
G	Av	***	***	4,19	18,00	54,16	Vide de Yin	Bon
	Ap	***	**	1,82	15,00	45,83		
H	Av	**	3 - 5	1,82	14,00	65,27	Vide de Yang	Sans Effet
	Ap	***	0 - 1	1,73	15,00	60,41		
I	Av	**	1 - 2	2,60	13,00	82,63	Vide de Yang	Sans Effet
	Ap	**	1 - 2	3,60	10,00	93,75		
J	Av	***	0 - 1	2,24	20,00	68,75	Vide de Yang	Amélioration
	Ap	**	2 - 3	0,60	10,00	/		
K	Av	**	1 - 3	2,96	20,00	69,44	Vide de Yang	Amélioration
	Ap	*	/	0,46	12,00	64,58		
L	Av	*	1 - 2	2,40	14,00	115,27	Vide de Yang	Bon
	Ap	*	0 - 1	1,26	15,00	71,52		
M	Av	**	*	2,07	13,00	91,66	Vide de Yang	Amélioration
	Ap	*	5 - 6	0,97	10,00	51,38		
N	Av	**	6 - 7	1,65	10,00	77,77	Vide de Yang	Bon
	Ap	*	5 - 6	1,11	12,00	69,44		
O	Av	***	****	2,16	10,00	68,05	Vide de Yang	Sans Effet
	Ap	**	**	3,75	/	/		

**Note :** Les patients B et K sont hypertendus.